

ENZILUX

DETERGENTE ENZIMÁTICO

Porque controle de infecção requer **limpeza consciente de seu instrumental (PPS)**.

alta performance
de limpeza •
alto rendimento

#*inovação*

#assistênciaàsaúde

tempo de
ação

5 min

não forma
espuma

diluição
única



É um detergente enzimático **ultraconcentrado** para uso diluído, indicado especialmente para a **limpeza de Produtos Para a Saúde (PPS)**. Pode ser utilizado tanto para limpeza manual quanto para limpeza automática.



Profilática

Composição | enzima protease, amilase, carbohidrase e lipase, tensoativo não iônico 2,5% (blend de alquil glicosídeo e álcool etoxilado), sequestrante, estabilizante, umectante, solvente e água.



- compatível com diferentes tipos de instrumentais

polies
terol

polipro
pileno

latão

PVC
macio

aço

alumínio
cromado

polie
tileno

policar
bonato

polimetil
metacrilato



Alta eficácia de limpeza



Compatibilidade com instrumentais delicados



Com composição equilibrada, tem combinação tensoativa com 4 enzimas, que atuam na **remoção da matéria orgânica** dissolvendo os substratos específicos que dificultam a limpeza.



+55 41 3345-7500



0800 940 0075



+55 41 3512-4731



www.profilatica.com.br



sac@profilatica.com.br

